

Bestellformular

Schicken Sie das gescannte Formular an info@oscident.de oder per Post an die untenstehende Adresse.

Rechnungsadresse

Firma _____

Name, Vorname _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Lieferadresse

die Lieferadresse entspricht der Rechnungsadresse

Firma _____


Name, Vorname _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

STRIPS

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	Menge
● Strip (15 µm)	Polierer	1015	20,-	<input type="text"/>
● Strip (25 µm)		1025	20,-	<input type="text"/>
● Strip (40 µm)		1040	20,-	<input type="text"/>
● Strip (60 µm)		1060	20,-	<input type="text"/>
● Strip (90 µm)		1090	20,-	<input type="text"/>
● Strip (15 µm)	Opener/Separierer mit Sägezähnen	1115	22,-	<input type="text"/>
● Strip (40 µm)	Opener/Separierer mit Sägezähnen	1140	22,-	<input type="text"/>



STRIP SETS IM ALUKÖFFERCHEN

Artikel	Art.-Nr.	€-Preis	Menge
EinPatientenSet (3) ● ● ●	1003	69,-	<input type="text"/>
StarterSetStrips (6) inkl. Messlehre ● ● ● ● ● ●	1006	129,-	<input type="text"/>
StarterSetASR wie Art.-Nr. 1006, inkl. 1 Sirona T1LineEVA 11	1009	759,-	<input type="text"/>



OSZILLIERENDE EVA WINKELSTÜCKE MIT HUBBEWEGUNG

Die oszillierenden EVA Winkelstücke arbeiten einfach minimalinvasiv.

Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis.

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	Model
Sirona T1LineEVA 11L	Eindüsen-spray, mit Licht max. Drehzahl 14.000 min-1 Hub 1,1 mm	1110	789,-	<input type="checkbox"/>
Sirona T1LineEVA 11	Eindüsen-spray max. Drehzahl 14.000 min-1 Hub 1,1 mm	1111	659,-	<input type="checkbox"/>
NSK Ti-Max X55L	Einfach-Wasserstrahl, mit Licht max. Drehzahl 10.000 min-1 Hub 1,4 mm	1210	679,-	<input type="checkbox"/>
NSK Ti-Max X55	Einfach-Wasserstrahl max. Drehzahl 10.000 min-1 Hub 1,4 mm	1211	499,-	<input type="checkbox"/>
ND EGN-50 VT	ohne Kühlung und Licht max. Drehzahl 10.000 min-1 Hub 1,3 mm	1310	349,-	<input type="checkbox"/>
SMT Mobile Einheit	Portable Mikromotor mit Lithium-Ionen-Akku, 1.000-30.000 U/min, Drehmoment 2,4 Ncm, bis zu 5 Std. mobil	1324	399,-	<input type="checkbox"/>



ZUBEHÖR

Alle Zubehörinstrumente sind hergestellt aus medizinischem Stahl, sterilisierbar, die Silikonringe an den Instrumenten sind zu erneuern.

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	
Edelstahlhalter double	gerade und 45° gewinkelt (Strips nicht im Lieferumfang)	1501	69,-	<input type="checkbox"/>
Messlehre	5 Lehren (0,1–0,5 mm), Messbereich (0,1–1,5 mm)	1502	39,-	<input type="checkbox"/>
Bracketsetzpinzette	doppelseitig	1510	59,-	<input type="checkbox"/>
Sterilisationstray	Halter für 7 Strips, Farbige Silikonhalter, verwechslungssicher	1530	59,-	<input type="checkbox"/>
Separiertreifenhalter	Spanner für Separiertreifen	1600	119,-	<input type="checkbox"/>
Aluküfferchen leer	Enthält Schaumstoffeinleger (Strips nicht im Lieferumfang)	1665	8,-	<input type="checkbox"/>
Silikonringe	Zum Austausch nach Sterilisation der Strips. 10 Stk. im Clearpeelbeutel			
● Silikonring		1016	3,-	<input type="checkbox"/>
● Silikonring		1026	3,-	<input type="checkbox"/>
● Silikonring		1041	3,-	<input type="checkbox"/>
● Silikonring		1061	3,-	<input type="checkbox"/>
● Silikonring		1091	3,-	<input type="checkbox"/>
● Silikonring		1116	3,-	<input type="checkbox"/>



ABDRUCKMATERIAL

Spezialsilicone für die Kieferorthopädie.

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	Menge
S 1 suhy knetbar/softputty/hydrophil	600 ml (2 x 300ml) inkl. 2 Dosierlöffel, 67 Shore-Härte A	1810	58,-	<input type="text"/>
S4 suhy feinfließend/light/hydrophil	3 x 50ml light, thixotrop, superhydrophil 18 Mischer, 10 IOT, 50 Shore-Härte A	1820	56,-	<input type="text"/>
EinPatientenSet S1 suhy & S4 suhy	S1 suhy, 2 x75 ml & S4 suhy, 18 ml (inkl. 2 Dosierlöffel, 3 Mischer, 3 Plicafolien)	1830	25,-	<input type="text"/>
Regidur i Bißregisrat	3 x 50 ml 18 Mischer grün, 90 Shore-Härte A	1840	58,-	<input type="text"/>
Compress putty	380 ml, inkl. 10 Mischer 5:1 für Sympress I Gerät, 65 Shore-Härte A	1850	75,-	<input type="text"/>

ZUBEHÖRMATERIALIEN FÜR ABDRUCKNAHME

Vereinfachtes Arbeiten durch perfekt abgestimmte Zubehörprodukte.

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	Menge
Adhesiv für Abdrucklöffel	10 g (inkl. 10 Einweg Pinsel)	1880	8,-	<input type="text"/>
Plicafol	Spezial-Platzhalterfolie 100 vorgeformte Folien	1870	81,-	<input type="text"/>
Dispenser 50	1:1 50 ml Kartuschen	1910	55,-	<input type="text"/>
Sympress I	Automatisches Dosier- und Anmischgerät für 5:1 Compress putty	1920	899,-	<input type="text"/>

TIEFZIEHFOLIEN AUS PET-G

Bisphenol - A frei, luft- und sonnenlichtdicht verpackt im wiederverschließbarem Zip-Beutel

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€-Preis	Menge
● GOSPET (0,500 mm)	40 Stk.	1705	30,-	<input type="text"/>
● GOSPET (0,625 mm)	30 Stk.	1706	30,-	<input type="text"/>
● GOSPET (0,750 mm)	30 Stk.	1707	30,-	<input type="text"/>
● GOSPET (1,000 mm)	20 Stk.	1710	30,-	<input type="text"/>

Datum/Unterschrift

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. & Versand.

