

Bestellformular / Product List

Schicken Sie das gescannte Formular an info@oscident.de oder per Post an die untenstehende Adresse.

Please send the scanned order form to info@oscident.de or call oscident, send by post to the address on the bottom of the page.

STRIPS/STRIPS

Strips aus medizinischem Stahl, ein- und doppelseitig diamantiert, sterilisierbar, verpackt im transparenten Einzelblister.

Strips made of medical steel, one- and double-sided diamond coated, sterilizable, packed in a transparent single blister.

Artikel Article	Korngröße in µm Max. grain size in µm	Beschreibung Description	Max. Blatt- stärke in mm* Max. blade size in mm*	Beidseitig Bestell-Nr. Double-sided Order No.	Menge Amount	Einseitig links Bestell-Nr. One-sided left Order No.	Menge Amount	Einseitig rechts Bestell-Nr. One-sided right Order No.	Menge Amount	Preis Price
Polisher	15	extra fine	0,10	1015	<input type="text"/>	1015 L	<input type="text"/>	1015 R	<input type="text"/>	20,-
Strip	25	fine	0,15	1025	<input type="text"/>	1025 L	<input type="text"/>	1025 R	<input type="text"/>	20,-
Strip	40	medium	0,20	1040	<input type="text"/>	1040 L	<input type="text"/>	1040 R	<input type="text"/>	20,-
Strip	60	coarse	0,25	1060	<input type="text"/>	1060 L	<input type="text"/>	1060 R	<input type="text"/>	20,-
Strip	90	extra coarse	0,30	1090	<input type="text"/>	1090 L	<input type="text"/>	1090 R	<input type="text"/>	20,-
Strip NEW	125	super extra coarse	0,40			1125 L	<input type="text"/>	1125 R	<input type="text"/>	20,-
Opener	15	fine	0,10	1115	<input type="text"/>					22,-
Opener	40	medium	0,20	1140	<input type="text"/>					22,-

* ca. Blattstärke bei Erstanwendung der Instrumente. Es wird empfohlen immer den ASR Spalt mit der Messlehre zu kontrollieren.
approx. band size during first use of the instrument. It is recommended to always control the IPR space with a measuring gauge.

Alle oscident Strips sind Einzel- oder im 5er Blister verfügbar. All oscident Strips are available in packages of 1 pcs and 5 pcs.



STRIP SETS IM ALUKÖFFERCHEN/STRIP SETS IN ALUMINIUM CASE

Individuell zusammengestellte EPS und StarterSet, bestellbar im Aluküfferchen oder im transparenten Blister.

Individual selection of OPS and StarterSet, available in aluminium case or transparent blister.

Artikel Article	Bestell-Nr. Order No.	Menge Amount	Preis Price
EinPatientenSet (3) OnePatientSet (3) in alu-case 	1003	<input type="text"/>	69,-
StarterSetStrips (6) inkl. Messlehre StarterSetStrips (6) incl. measuring gauge in alu-case 	1006	<input type="text"/>	129,-
StarterSetASR (wie Art.-Nr. 1006, inkl. 1 Sirona T3LineEVA 11) StarterSetASR (like REF-No. 1006, incl. 1 Sirona T3LineEVA 11)	1009A	<input type="text"/>	759,-
StarterSetASR (wie Art.-Nr. 1006, inkl. W&H WG69A) StarterSetASR (like REF-No. 1006, incl. 1 W&H WG69A)	1009B	<input type="text"/>	759,-

Unsere Preise verstehen sich zzgl. MwSt & Versand.

The prices quoted in the offers are in EUR and do not include VAT or shipping costs.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Alle Zubehörintstrumente sind hergestellt aus medizinischem Stahl, sterilisierbar. Die Silikonringe an den Instrumenten sind nach der Sterilisation zu erneuern.
 All instruments are made of medical steel, sterilizable, the silicon rings have to be replaced after sterilization.

Artikel Article	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.	Menge Amount	Preis Price
Edelstahlhalter double Handle double-functional	Gerade und 45° gewinkelt (Strips nicht im Lieferumfang) Straight and 45° angled (Strips are not included)	1501	<input type="text"/>	69,-
Messlehre Measuring gauge	5 Lehren (0,1–0,5mm), Messbereich (0,1–1,5mm) 5 gauges (0,1–0,5mm) measuring range (0,1–1,5mm)	1502	<input type="text"/>	39,-
Sterilisationstray Sterilization tray	Halter für 7 Strips, farbige Silikonhalter, verwechslungssicher Silicon holder, no likelihood of confusion Holds up to 7 Strips, colored	1530	<input type="text"/>	59,-
Halter für Separierstreifen Handle for metal strips	Spanner für Separierstreifen Clamping system	1600	<input type="text"/>	119,-



OSZILLIERENDE EVA WINKELSTÜCKE MIT HUBBEWEGUNG / OSCILLATING EVA CONTRA ANGLE HANDPIECES

Die oszillierenden EVA Winkelstücke arbeiten einfach minimalinvasiv. Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis.
 The oscillating EVA contra angle handpieces are easy to work with, minimally-invasive, and highly efficient.

Artikel Article	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.	Menge Amount	Preis Price
Sirona T1LineEVA 11L	Eindüsen spray, mit Licht max. Drehzahl 14.000 U/min Hub 1,1 mm 2.4:1 Ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1 mm, with fiber optics	1110	<input type="text"/>	789,-
Sirona T3LineEVA 11	Eindüsen spray max. Drehzahl 14.000 U/min, Hub 1,1 mm 2.4:1 Ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1 mm	1112	<input type="text"/>	659,-
W&H WG-69 LT	Kühlung und Licht, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9 mm, 2:1 grün 2:1 Ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9 mm, with fiber optics	1252	<input type="text"/>	897,-
W&H WG-69 A	Kühlung, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9 mm, 2:1 grün 2:1 Ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9 mm	1253	<input type="text"/>	659,-



Rechnungsadresse/Billing adress

Firma/Company

Kundennummer/Customer number

Name, Vorname/Name

Straße, Hausnummer/Street, No.

PLZ, Ort, Land/Postcode, City, Country

Lieferadresse/Delivery address

Lieferadresse entspricht Rechnungsadresse / Delivery address equal billing address

Firma/Company

Kundennummer/Customer number

Name, Vorname/Name

Straße, Hausnummer/Street, No.

PLZ, Ort, Land/Postcode, City, Country

Datum, Unterschrift, Stempel / Date, Signature, Stamp

Unsere Preise verstehen sich zzgl. MwSt & Versand.
 The prices quoted in the offers are in EUR and do not include VAT or shipping costs.