


ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Alle Zubehörintstrumente sind hergestellt aus medizinischem Stahl, sterilisierbar. Die Silikonringe an den Instrumenten sind nach der Sterilisation zu erneuern.
 All instruments are made of medical steel, sterilizable, the silicon rings have to be replaced after sterilization.

Artikel Article	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.	Menge Amount	Preis Price
Edelstahlhalter double Handle double-functional	Gerade und 45° gewinkelt (Strips nicht im Lieferumfang) Straight and 45° angled (Strips are not included)	1501	<input type="text"/>	69,-
Messlehre Measuring gauge	5 Lehren (0,1–0,5mm), Messbereich (0,1–1,5mm) 5 gauges (0,1–0,5mm) measuring range (0,1–1,5mm)	1502	<input type="text"/>	39,-
Sterilisierungstray Sterilization tray	Halter für 7 Strips, farbige Silikonhalter, verwechslungssicher Silicon holder, no likelihood of confusion Holds up to 7 Strips, colored	1530	<input type="text"/>	59,-
Halter für Separierstreifen Handle for metal strips	Spanner für Separierstreifen Clamping system	1600	<input type="text"/>	119,-



OSZILLIERENDE EVA WINKELSTÜCKE MIT HUBBEWEGUNG / OSCILLATING EVA CONTRA ANGLE HANDPIECES

Die oszillierenden EVA Winkelstücke arbeiten einfach minimalinvasiv. Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis.
 The oscillating EVA contra angle handpieces are easy to work with, minimally-invasive, and highly efficient.

Artikel Article	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.	Menge Amount	Preis Price
Sirona T1LineEVA 11L	Eindüsen spray, mit Licht max. Drehzahl 14.000 U/min Hub 1,1 mm 2.4:1 Ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1 mm, with fiber optics	1110	<input type="text"/>	789,-
Sirona T3LineEVA 11	Eindüsen spray max. Drehzahl 14.000 U/min, Hub 1,1 mm 2.4:1 Ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1 mm	1112	<input type="text"/>	659,-
W&H WG-69 LT	Kühlung und Licht, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9 mm, 2:1 grün 2:1 Ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9 mm, with fiber optics	1252	<input type="text"/>	897,-
W&H WG-69 A	Kühlung, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9 mm, 2:1 grün 2:1 Ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9 mm	1253	<input type="text"/>	659,-



Rechnungsadresse/Billing adress

Firma/Company

Kundennummer/Customer number

Name, Vorname/Name

Straße, Hausnummer/Street, No.

PLZ, Ort, Land/Postcode, City, Country

Lieferadresse/Delivery address

Lieferadresse entspricht Rechnungsadresse / Delivery address equal billing address

Firma/Company

Kundennummer/Customer number

Name, Vorname/Name

Straße, Hausnummer/Street, No.

PLZ, Ort, Land/Postcode, City, Country

Datum, Unterschrift, Stempel / Date, Signature, Stamp

Unsere Preise verstehen sich zzgl. MwSt & Versand.
 The prices quoted in the offers are in EUR and do not include VAT or shipping costs.